

**atih**

AGENCE TECHNIQUE  
DE L'INFORMATION  
SUR L'HOSPITALISATION

117, bd Marius Vivier Merle 69329 LYON cedex 03  
Siret n° 180 092 298 00033 - code APE : 8411Z

Support technique :

Agora : <https://applis.atih.sante.fr/agora>

Téléphone : 08 20 77 12 34

Courriel : [support@atih.sante.fr](mailto:support@atih.sante.fr)

[www.atih.sante.fr](http://www.atih.sante.fr)

## ***Manuel d'utilisation de LOTAS PSY SMA 2021 Version 21.X***

Les questions concernant LOTAS pourront être adressées sur la plateforme AGORA, dans le dossier Agora > QUALHAS > PSY > Campagne 2021 > Problèmes informatiques, à l'adresse suivante : <https://applis.atih.sante.fr/agora>

Pour réaliser le tirage au sort, il suffit de cliquer sur le bouton *[Nouveau tirage au sort]*.

Une fois le tirage au sort effectué, vous pouvez coller les résultats, dans un éditeur de texte, à partir du presse-papier Windows.

Identification établissement  
 FINESS : 000000001  
 DGF  OQN

Emplacement des archives PIVOINE  
 Utiliser l'emplacement par défaut (recommandé)  
 C:\Non\_Sauvegardé\projets\04-LOTAS\fichiers\PSY 00000

Tirages au sort  
 Historique des tirages au sort  
 000000001- 22/04/2021 09:16:56

Nouveau tirage au sort  
 Transmettre vers QUALHAS le tirage au sort sélectionné

NUMTAS	TYPECH	IPP	SEXE	AGE	MODENT
1	P	000001262NOC...	2	8	
2	P	0000MHHF3R7C...	2	59	
3	P	0000GP0QCQPS...	1	62	
4	P	0000P0ESQ0BQ...	1	6	
5	P	0000IPK070SI74...	2	22	
6	P	0000AO2KTC80...	2	7	
7	P	0000OEM8ASD...	2	39	
8	P	000068E5C75B...	2	48	
9	P	00004U2356R1...	2	55	
10	P	0000ODA130PJ...	1	49	
11	P	0000S4K40HLB...	1	26	
12	P	0000M68IKS76F...	1	12	
13	P	00007DK40Q4I	1	3	

NB DOSSIERS TAS : 110 [ECHANT PRINC : 80 + ECHANT RESERV : 30] Quitter

Classeur1 - Excel Ronald CHUNG

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Aide Dites-nous ce que vous voulez faire Partager

Calibri 11 Standard 9% 000

Police Alignement Nombre Styles Cellules Édition

CS 0000P0ESQ0BQ9V0H7BB3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	NUMTAS	TYPECH	IPP	SEXE	AGE	MODENT	MODSORT	DEST	PROV	LISTEDA	DATACTE
1											
2	1	P	0000O1262NOC3CUP8HEH	2	8					F939	28/07/2019 00:00
3	2	P	0000MHHF3R7CS8HCM647	2	59					F419	28/12/2019 00:00
4	3	P	0000GP0QQQPSU0MN1CPN	1	62					F29	28/12/2019 00:00
5	4	P	0000P0ESQ0BQ9V0H7BB3	1	6					F939	28/07/2019 00:00
6	5	P	0000IPK070SI74OHL4U	2	22					F939	28/12/2019 00:00
7	6	P	0000AO2KTC80P5TLVESD	2	7					F939	28/10/2019 00:00
8	7	P	0000OEM8ASDORFST0NEP	2	39					F300	28/09/2019 00:00
9	8	P	000068E5C75BM5MJ37NB	2	48					F843	28/12/2019 00:00
10	9	P	00004U2356R1JD3GA5H	2	55					F21	28/12/2019 00:00
11	10	P	0000ODA130JP3KC27RN	1	49					F209	28/12/2019 00:00
12	11	P	0000S4K40HLBVT5RUS0R	1	26					F231	28/12/2019 00:00
13	12	P	0000M68IKS76F21DT4CG	1	12					F939	28/10/2019 00:00
14	13	P	00007DK4OQ4JDU2OVPNK	1	3					F939	28/12/2019 00:00
15	14	P	0000GI56039GU2J3LC5	1	30					F845	28/11/2019 00:00
16	15	P	00005DDGAHBS61LVCUF	2	69					F410	28/12/2019 00:00
17	16	P	0000ILCB328V9260ROSF	2	55					F259	28/07/2019 00:00
18	17	P	0000BBCKU8645PDTH1V6	2	51					F329	28/12/2019 00:00
19	18	P	0000GND2V7J1J7HBMVNP	2	5					F900	28/10/2019 00:00
20	19	P	0000OQ1HJDKVCU7011D	1	32					F200	28/10/2019 00:00
21	20	P	000008D58BQJ0N0DODII	1	22					F89	28/12/2019 00:00
22	21	P	00002GLVC6IR4ORE0ITB	2	61					F430	28/12/2019 00:00
23	22	P	00008COSC51PERI371SD	1	40					F3211	28/10/2019 00:00

Feuil1

Prêt Paramètres d'affichage 100%

Le recueil consiste en une enquête rétrospective portant sur des patients ayant eu au moins 2 entretiens médicaux en 2019, dont au moins 1 entretien médical sur le 2ème semestre 2019 (un délai égal ou supérieur à 90 jours est requis entre le dernier entretien médical sur le 2ème semestre 2019 et le 1er entretien médical en 2019), sans hospitalisation à temps plein en 2019 (sources de données : RAA et RPS du RIM-P).

Un établissement n'ayant plus ou pas d'activité en 2019 n'est pas inscrit sur Qualhas.

- Echantillon principal : 110 séjours

L'échantillon principal est composé de 80 séjours de patient.

L'échantillon de réserve est composé de 30 séjours de patient.

Sont sélectionnés :

- des RAA en forme d'activité code 30 entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019,
- des entretiens médicaux : actes (lieu de l'acte: L01), de type entretien (nature de l'acte: code E) avec un médecin (catégorie professionnelle de l'intervenant: code M ou X),

Tous les séjours sont conservés il peut avoir plusieurs séjours pour un même patient.


Sont exclus :

- Les patients ayant eu un séjour d'hospitalisation à temps plein en 2019;
- Les patients ayant moins de 2 entretiens médicaux en 2019;
- Les patients pour lesquels il n'est retrouvé aucun entretien médical sur le 2ème semestre 2018 ;
- Les patients pour lesquels le délai entre le dernier entretien médical sur le 2ème semestre 2019 et le 1er entretien médical en 2019 est strictement inférieur à 90 jours.

# **Annexe**

## Installation du logiciel LOTAS

1. Accédez à la plateforme de téléchargement en tapant l'adresse suivante :  
[https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement/id\\_lot/2635](https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-de-telechargement/id_lot/2635)
2. Cliquez sur la lettre « L ».
3. Cliquez sur le lien hypertexte « LOTAS xxx » correspondant.



The screenshot shows a web browser window displaying the ATIH website. The page title is 'Logiciels - Espace de téléchargement'. The main content area features a blue header with the ATIH logo and navigation links. Below the header, there are several sections: 'Accueil', 'Logiciels à télécharger', 'Espace de téléchargement', 'Calendrier prévisionnel de diffusion des outils PMSI', and 'DRUIDES'. The main content area displays information for the product 'LOTAS PSY SMA 21.0.0.0', including a 'NOUVEAU' notice and an 'Attention' warning. The notice states that users must verify their coordinates (emails and phone numbers) on PLAGE and connect to Qualhas (2019 themes) to validate their coordinates. The attention warning states that only users with the role of 'Administrateur du domaine Administration' (e-PMSI or otherwise called Plage) will have access to this list and the validation button on Qualhas for confidentiality reasons. Below the notice, there is a recommendation to install the software on a computer where PIVOINE or PIVOINE-OQN treatments are performed, using backup files from the M12 period of 2019.

4. Enregistrez ou exécutez le fichier d'installation.


## Prérequis

Le poste informatique doit obligatoirement avoir un accès à Internet afin de récupérer les signatures et de pouvoir transférer ses fichiers à la plateforme e-PMSI.

Les fichiers de sauvegarde PIVOINE doivent être à disposition de l'application LOTAS PSYs.

## Paramétrage e-POP

Désormais le logiciel e-POP est intégré dans LOTAS, vous devez donc renseigner les paramètres e-POP au niveau de chaque logiciel. Pour cela cliquez sur le menu « Paramétrage » comme ci-dessous :



La fenêtre de paramétrage du logiciel s'affiche, cliquez sur l'onglet « Paramétrage ePop ».


## Paramétrage du client e-POP

Les applications livrées par l'ATIH possèdent toutes un écran permettant de paramétrer la transmission de fichiers vers e-PMSI. Ce paramétrage est réalisé une fois pour toute avant la première transmission.

L'écran en question peut avoir deux formes différentes selon que l'on choisit la transmission directe (l'ordinateur a accès à Internet) ou bien la transmission via un serveur e-POP (l'ordinateur n'a pas accès à Internet).

## Connexion directe

L'option « Connexion directe » est sélectionnée par un clic de la souris.



**Case à cocher « Utiliser un proxy pour se connecter à ePMSI » :** cette case doit être cochée si l'utilisation d'un serveur Proxy est nécessaire pour accéder à e-PMSI ou plus généralement à Internet. Le fait de cocher cette case donne accès au reste du paramétrage.

**Zone de saisie « Nom du proxy » :** il s'agit du nom du Proxy à utiliser pour le transfert vers e-PMSI. Cette information est soit récupérée automatiquement à l'aide du bouton « Importer les paramètres de proxy », soit obtenue auprès du responsable informatique de l'établissement de santé.


**Zone de saisie « N° du port à utiliser » :** il s'agit d'un n° compris entre 0 et 65535 à utiliser pour communiquer avec le Proxy. Cette information est soit récupérée automatiquement à l'aide du bouton « Importer les paramètres de proxy », soit obtenue auprès du responsable informatique de l'établissement de santé.

**Case à cocher « Utiliser une authentification par mot de passe » :** cette case doit être cochée si l'utilisation du Proxy nécessite de s'identifier à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Elle donne accès aux deux zones de saisie suivantes.

**Zone de saisie « Utilisateur » :** utilisez cette zone de saisie pour indiquer au programme le nom d'utilisateur nécessaire à l'authentification auprès du Proxy.

**Zone de saisie « Mot de passe » :** utilisez cette zone de saisie pour indiquer au programme le mot de passe nécessaire à l'authentification auprès du Proxy.

**Bouton « Tester » :** un clic sur ce bouton permet de réaliser un test de connexion vers e-PMSI. La réussite de ce test aboutit au message suivant :




En cas d'erreur, un message indiquant l'origine du problème est affiché. La liste exhaustive des problèmes pouvant être rencontrés lors du test de connexion ne peut être énoncée ici.

**Bouton « Importer les paramètres de proxy » :** un clic sur ce bouton permet de récupérer automatiquement les paramètres du Proxy défini par défaut sur l'ordinateur. Cette récupération peut en outre ne pas aboutir. Les informations obtenues sont le plus souvent celles indiquées dans le paramétrage de Internet Explorer.

### Utiliser un serveur e-POP

L'option « Utiliser un serveur epop » est sélectionnée par un clic de la souris.



**Zone de saisie « Adresse IP du serveur » :** il s'agit de l'adresse réseau de l'ordinateur exécutant le serveur e-POP. Cette adresse peut être obtenue auprès de votre service informatique ou plus simplement en lisant le titre de l'écran principal du programme serveur e-POP lorsque l'écoute est lancée.



- Une adresse IP (Internet Protocol) est constituée de 4 nombres compris entre 0 et 255 séparés par des points. Elle identifie un ordinateur sur un réseau local ou bien sur Internet.

**Zone de saisie « N° du port à utiliser » :** il s'agit d'un numéro arbitraire compris entre 0 et 65535. Ce numéro est un canal à travers lequel sera réalisée la communication entre le client et le serveur e-POP. Ce choix doit être identique sur le client et le serveur.

- Dans un souci de simplification, il est conseillé de conserver le numéro de port par défaut attribué par l'ATIH (3358).
- Ce port doit être ouvert sur l'ordinateur client et sur l'ordinateur exécutant le serveur (voir plus bas la problématique des pare-feux).


**Bouton « Défaut » :** ce bouton permet par un simple clic de replacer la valeur de port par défaut (3358) dans la zone de saisie du numéro de port.

**Case à cocher « Crypter la transmission vers le serveur e-POP » :** si cette case est cochée, la transmission du fichier sur le réseau local entre le client et le serveur e-POP sera brouillée et ne pourra ainsi pas être interceptée.

- Le risque d'interception des communications sur un réseau local est extrêmement faible et nécessiterait l'intervention d'un expert équipé en conséquence.
- Le cryptage de données ralentit de façon considérable la transmission du fichier vers e-PMSI.

- **Pour ces raisons, il est déconseillé de cocher cette case sauf indication contraire du responsable des systèmes informatiques.**

**Bouton « Tester »** : un clic sur ce bouton permet d'effectuer un test de connexion vers e-PMSI. La réussite de ce test aboutit au message suivant :



En cas d'erreur, un message indiquant l'origine du problème est affiché. La liste exhaustive des problèmes pouvant être rencontrés ne peut être énoncée ici. Voici cependant une explication des messages d'erreur les plus fréquemment rencontrés au lancement du test :

- ***Une tentative de connexion a échoué car le parti connecté n'a pas répondu convenablement au-delà d'une certaine durée ou une connexion établie a échoué car l'hôte de connexion n'a pas répondu :***

Ce message s'affiche si l'adresse IP entrée dans la zone de saisie ne correspond à aucun ordinateur du réseau informatique de l'établissement de santé.

- ***Aucune connexion n'a pu être établie car l'ordinateur cible l'a expressément refusée :***

Ce message s'affiche si l'ordinateur identifié par l'adresse IP entrée dans la zone de saisie n'exécute pas le serveur e-POP, ou bien si le serveur e-POP est effectivement exécuté mais que l'écoute n'est pas lancée. Il est aussi possible que le port choisi soit différent sur le serveur et sur le client ou bien que le pare-feu de l'un des deux ordinateurs interdise la communication via ce port.

- ***Le client xxx.xxx.xxx.xxx:pppp n'est pas autorisé à se connecter au serveur e-POP :***

Le serveur e-POP possède une liste de clients autorisés à se connecter. Si cette liste est activée et que l'adresse IP de l'ordinateur depuis lequel la connexion est testée n'y figure pas, ce message apparaît.

Pour plus d'information, veuillez lire la documentation du logiciel e-POP 3.x.